

<脂肪酸>

商品名	性状代表値				代表組成					荷姿		
	色数	酸価	ケン化価	ヨウ素価	パルミチン酸	ステアリン酸	オレイン酸	リノール酸	リノレン酸	斗缶	ドラム	ローリー
	ガードナー	mg KOH / g	mg KOH / g	g I2/100 g	%	%	%	%	%			
TFA-1000H	1	200	202	99	11	7	53	24	4	-	-	●
TFA-110FH	1	197	199	101	3	1	78	12	1	●	●	●
TFA-120	1	199	200	120	5	3	51	37	2	-	●	●
TFA-125	1	199	201	122	3	4	58	30	6	●	●	●
TFA-130	1	198	200	131	3	3	48	39	7	●	●	●
TFA-140F	1	198	200	127	2	2	51	36	8	●	●	●
TFA-145WF	1	197	199	146	1	1	34	55	9	●	●	●
TFA-45	1	185	195	56	15	30	14	6	1	-	●	●
TFA-50M	1	198	203	47	36	19	36	7	1	-	-	●
TFA-80	2	198	203	73	29	12	35	20	4	-	-	●
TFA-80M	2	189	196	101	4	10	39	25	5	●	●	-
TFA-P55	1	207	209	1	56	42	-	-	-	-	-	●
TFA-S70	1	202	203	1	30	69	-	-	-	*1	*1	●
TFA-SR	1	196	198	125	3	3	52	38	3	●	●	●
糠脂肪酸	1	200	202	101	21	2	41	32	2	●	●	●

\*1) 20kg紙袋、及び、500kgフレコンバッグ

記載の性状代表値、及び代表組成は製品の保証項目および保証値ではございません。